


Haste Intramedular Bloqueada Femoral RA em Aço (Retrógrada/ Anterógrada)



Código	Diâm. (mm)	Compr. (mm)	Haste
5611-010-200	10	200	Canulada
5611-010-240	10	240	Canulada
5611-010-280	10	280	Canulada
5611-010-300	10	300	Canulada
5611-010-320	10	320	Canulada
5611-010-340	10	340	Canulada
5611-010-360	10	360	Canulada
5611-010-380	10	380	Canulada
5611-010-400	10	400	Canulada
5611-010-420	10	420	Canulada
5611-010-440	10	440	Canulada
5611-011-200	11	200	Canulada
5611-011-240	11	240	Canulada
5611-011-280	11	280	Canulada
5611-011-300	11	300	Canulada
5611-011-320	11	320	Canulada
5611-011-340	11	340	Canulada
5611-011-360	11	360	Canulada
5611-011-380	11	380	Canulada
5611-011-400	11	400	Canulada
5611-011-420	11	420	Canulada
5611-011-440	11	440	Canulada
5611-012-200	12	200	Canulada
5611-012-240	12	240	Canulada
5611-012-280	12	280	Canulada
5611-012-300	12	300	Canulada
5611-012-320	12	320	Canulada
5611-012-340	12	340	Canulada
5611-012-360	12	360	Canulada
5611-012-380	12	380	Canulada
5611-012-400	12	400	Canulada
5611-012-420	12	420	Canulada
5611-012-440	12	440	Canulada
5606-003-000	8,0	15,0	Tampão

Instrumental Haste Intramedular
Bloqueada Femoral

ANVISA 80062900010




Têm a finalidade de alinhar e estabilizar as fraturas no fêmur, facilitando a consolidação da fratura e acelerando a recuperação do paciente. Foi projetada para ser inserida dentro do canal intramedular de ossos longos fraturados para estabilizar as extremidades do osso fraturado em posição que facilite a cicatrização normal. São destinadas ao tratamento de fraturas diafisária(anterógrada) e fraturas supra condilianas(retrógrada).

Biologicamente
compatível,
evitando reações
inflamatórias

Matéria Prima:
Aço Inoxidável
NBR ISO 5832-1

Acabamento
Polido



Imagens Ilustrativas

Haste Intramedular Bloqueada Femoral RA em Aço



Posição
Anterógrada



Posição
Retrógrada

