

PLACA BLOQUEADA LPS CALCÂNEO EM AÇO

NOVO
NEW
NUEVO



*LOCKING PLATE LPS
CALCANEUS IN STEEL*

*PLACA BLOQUEADA LPS
CALCÂNEO EN ACERO*



ANVISA 80062900027

PLACA BLOQUEADA LPS CALCÂNEO EM AÇO

LOCKING PLATE LPS CALCANEUS IN STEEL

PLACA BLOQUEADA LPS CALCÂNEO EN ACERO




Tem como indicação, finalidade e/ou uso a estabilização e fixação de diversos tipos de fraturas, para pequenos fragmentos, proporcionando a recuperação de fraturas complexas do calcâneo.



Its indication, purpose and/or use is the stabilization and fixation of different types of fractures, for small fragments, providing the recovery of complex calcaneal fractures.



Tiene como indicación, finalidad y/o uso la estabilización y fijación de diversos tipos de fracturas, para pequeños fragmentos, proporcionando la recuperación de fracturas complejas del calcáneo.



ANVISA 80062900027

Aço (NBR ISO 5832-1)

Steel (NBR ISO 5832-1)

Acero (NBR ISO 5832-1)



Biologicamente compatível,
evitando reação inflamatória.

*Biocompatible, avoiding
inflammatory reactions.*

*Biologicamente compatible,
evitando reacción inflamatória.*



Furos de bloqueio: \varnothing 4mm

Locking holes: \varnothing 4mm

*Perforaciones de
bloqueio:* \varnothing 4mm



Formato anatômico

Anatomic shape

Formato anatómico



Acabamento polido

Polished finish

Acabado pulido



Utilize com parafusos:

Bloqueio: \varnothing 3,5mm

Use with screws:

Locking: \varnothing 3,5mm

Utilice con tornillos:

De bloqueo: \varnothing 3,5mm



Placas identificadas

(direita / esquerda)

*Plate side identification
(right / left)*

Placas identificadas

(derecha / izquierda)

PLACA BLOQUEADA LPS CALCÂNEO EM AÇO

LOCKING PLATE LPS

CALCANEUS IN STEEL

PLACA BLOQUEADA LPS

CALCÂNEO EN ACERO



ANVISA 80062900027

CÓDIGO DIREITA <i>CODE RIGHT</i> CÓDIGO DERECHA	Nº FUROS <i>Nº HOLES</i> Nº PERF.	LARGURA (MM) <i>WIDTH (MM)</i> ANCHO (MM)	COMPRIM. (MM) <i>LENGHT (MM)</i> LONGITUD (MM)	ESPESSURA (MM) <i>THICKNESS (MM)</i> ESPESOR (MM)
---	---	---	--	---

5712-008-060

14

4,2

60

1,5

5712-008-070

14

4,2

70

1,5

CÓDIGO ESQUERDA <i>CODE LEFT</i> CÓDIGO IZQUIERDA	Nº FUROS <i>Nº HOLES</i> Nº PERF.	LARGURA (MM) <i>WIDTH (MM)</i> ANCHO (MM)	COMPRIM. (MM) <i>LENGHT (MM)</i> LONGITUD (MM)	ESPESSURA (MM) <i>THICKNESS (MM)</i> ESPESOR (MM)
---	---	---	--	---

5712-008-061

14

4,2

60

1,5

5712-008-071

14

4,2

70

1,5