


PLACA BLOQUEADA LPS TÍBIA L LATERAL EM TITÂNIO

NOVO
NEW
NUEVO



LOCKING PLATE LPS
L LATERAL TIBIA IN TITANIUM
PLACA BLOQUEADA LPS
T TIBIA LATERAL
EN TITANIO



PLACA BLOQUEADA LPS T TÍBIA LATERAL EM TITÂNIO

LOCKING PLATE LPS T LATERAL TIBIA IN TITANIUM

PLACA BLOQUEADA LPS T TIBIA LATERAL EN TITANIO



Tem como indicação, finalidade e/ou uso a estabilização e fixação de diversos tipos de fraturas, proporcionando a recuperação de fraturas na lateral da tíbia. A conexão rígida entre os parafusos de bloqueio e a placa permite melhores resultados clínicos em fraturas de cunha lateral, fraturas simples e fraturas cominutas e em ossos osteoporóticos da região lateral da tíbia. Possui orifícios de compressão simples bem como furos roscados para bloqueio.



Its indication, purpose and/or use is the stabilization and fixation of different types of fractures, providing the recovery of fractures in the lateral tibia. The rigid connection between the locking screws and the plate allows for better clinical results in lateral wedge, simple and comminuted fractures, and in osteoporotic bones in the lateral region of the tibia. It has simple compression holes as well as threaded holes for locking.



Tiene indicación, finalidad y/o uso la estabilización y fijación de diferentes tipos de fracturas, proporcionando la recuperación de las fracturas en la tibia lateral. La conexión rígida entre los tornillos de bloqueo y la placa permite mejores resultados clínicos en fracturas en cuña lateral, simples y conminutas y en huesos osteoporóticos de la región lateral de la tibia. Tiene orificios de compresión simples, así como orificios roscados para bloquear.



ANVISA 80062900031

Titânio Puro (NBR ISO 5832-2)

Pure Titanium (NBR ISO 5832-2)

Titania Puro (NBR ISO 5832-2)



Biologicamente compatível,
evitando reação inflamatória.

*Biocompatible, avoiding
inflammatory reactions.*

*Biologicamente compatible,
evitando reacción inflamatória.*



Formato anatômico

Anatomic shape

Formato anatómico



Acabamento polido

Polished finish

Acabado pulido



Placas identificadas

● esquerda | ● direita

Plate side identification

● left | ● right

Placas identificadas

● izquierda | ● derecha



**Furos de bloqueio: ø5,5mm,
e simples: ø5,5mm**

*Locking holes: ø5,5mm,
and simple: ø5,5mm*

*Perforaciones de bloqueo:
ø5,5mm, y simples: ø5,5mm*



Utilizado com parafusos:

Bloqueio: ø5,0mm

Cortical: ø4,5mm

Esponjoso: ø6,5mm

Use with screws:

Locking: ø5,0mm

Cortical: ø4,5mm

Cancellous: ø6,5mm

Utilice con tornillos:

De bloqueo: ø5,0mm

Cortical: ø4,5mm

Esponjoso: ø6,5mm

PLACA BLOQUEADA LPS T TÍBIA LATERAL EM TITÂNIO

LOCKING PLATE LPS
T LATERAL TIBIA IN TITANIUM
PLACA BLOQUEADA LPS
T TIBIA LATERAL EN TITANIO



ANVISA 80062900031

CÓDIGO DIREITA CODE RIGHT CÓDIGO DERECHA	Nº FUROS Nº HOLES Nº PERF.	LARGURA (MM) WIDTH (MM) ANCHO (MM)	COMPRIM. (MM) LENGHT (MM) LONGITUD (MM)	ESPESSURA (MM) THICKNESS (MM) ESPESOR (MM)
5713-102-002	2	14	80	3,0
5713-102-003	3	14	100	3,0
5713-102-004	4	14	120	3,0
5713-102-005	5	14	140	3,0
5713-102-006	6	14	160	3,0
5713-102-007	7	14	180	3,0
5713-102-008	8	14	200	3,0
5713-102-009	9	14	220	3,0
5713-102-010	10	14	240	3,0
5713-102-011	11	14	260	3,0
5713-102-012	12	14	280	3,0

CÓDIGO ESQUERDA CODE LEFT CÓDIGO IZQUIERDA	Nº FUROS Nº HOLES Nº PERF.	LARGURA (MM) WIDTH (MM) ANCHO (MM)	COMPRIM. (MM) LENGHT (MM) LONGITUD (MM)	ESPESSURA (MM) THICKNESS (MM) ESPESOR (MM)
5713-102-102	2	14	80	3,0
5713-102-103	3	14	100	3,0
5713-102-104	4	14	120	3,0
5713-102-105	5	14	140	3,0
5713-102-106	6	14	160	3,0
5713-102-107	7	14	180	3,0
5713-102-108	8	14	200	3,0
5713-102-109	9	14	220	3,0
5713-102-110	10	14	240	3,0
5713-102-111	11	14	260	3,0
5713-102-112	12	14	280	3,0