

PLACA BLOQUEADA LPS OLECRANO EM AÇO

NOVO
NEW
NUEVO



*LOCKING PLATE LPS
OLECRANON IN STEEL*

*PLACA BLOQUEADA LPS
OLECRANON EN ACERO*



ANVISA 80062900027

PLACA BLOQUEADA LPS OLÉCRANO EM AÇO

LOCKING PLATE LPS OLECRANON IN STEEL

PLACA BLOQUEADA LPS OLÉCRANON EN ACERO



Tem como indicação, finalidade e/ou uso a estabilização e fixação de diversos tipos de fraturas proximais da ulna, das mais simples as mais complexas, envolvendo o Olécrano.



Its indication, purpose and/or use is the stabilization and fixation of various types of proximal ulnar fractures, from the simplest to the most complex, involving the olecranon.



Tiene indicación, finalidad y/o uso es la estabilización y fijación de diversos tipos de fracturas cubitales proximales, desde las más simples hasta las más complejas, que involucran al olécranon.



Aço (NBR ISO 5832-1)
Steel (NBR ISO 5832-1)
Acero (NBR ISO 5832-1)

ANVISA 80062900027



Biologicamente compatível,
evitando reação inflamatória.

*Biocompatible, avoiding
inflammatory reactions.*

*Biologicamente compatible,
evitando reacción inflamatória.*



Formato anatômico
Anatomic shape
Formato anatómico



Acabamento polido
Polished finish
Acabado pulido



Placas identificadas
(direita / esquerda)
Plate side identification
(right / left)
Placas identificadas
(derecha / izquierda)



Furos de bloqueio: \varnothing 4,0mm,
e simples: \varnothing 4,5mm

Locking holes: \varnothing 4mm,
and simple: \varnothing 4,5mm

Perforaciones de bloqueo:
 \varnothing 4mm y simples: \varnothing 4,5mm



Utilizado com parafusos:
Bloqueio: \varnothing 3,5mm
Cortical: \varnothing 3,5mm
Esponjoso: \varnothing 4,0mm

Use with screws:
Locking: \varnothing 3,5mm
Cortical: \varnothing 3,5mm
Cancellous: \varnothing 4mm

Utilice con tornillos:
De bloqueo: \varnothing 3,5mm
Cortical: \varnothing 3,5mm
Esponjoso: \varnothing 4mm

PLACA BLOQUEADA LPS OLÉCRANO EM AÇO

LOCKING PLATE LPS
OLECRANON IN STEEL

PLACA BLOQUEADA LPS
OLÉCRANON EN ACERO



ANVISA 80062900027

CÓDIGO DIREITA <i>CODE RIGHT</i> CÓDIGO DERECHA	Nº FUROS <i>Nº HOLES</i> Nº PERF.	LARGURA (MM) <i>WIDTH (MM)</i> ANCHO (MM)	COMPRIM. (MM) <i>LENGHT (MM)</i> LONGITUD (MM)	ESPESSURA (MM) <i>THICKNESS (MM)</i> ESPESOR (MM)
5712-004-002	2	11	90	3,0
5712-004-003	3	11	106	3,0
5712-004-004	4	11	122	3,0
5712-004-005	5	11	138	3,0
5712-004-006	6	11	154	3,0
5712-004-007	7	11	170	3,0
5712-004-008	8	11	186	3,0
5712-004-009	9	11	202	3,0
5712-004-010	10	11	218	3,0

CÓDIGO ESQUERDA <i>CODE LEFT</i> CÓDIGO IZQUIERDA	Nº FUROS <i>Nº HOLES</i> Nº PERF.	LARGURA (MM) <i>WIDTH (MM)</i> ANCHO (MM)	COMPRIM. (MM) <i>LENGHT (MM)</i> LONGITUD (MM)	ESPESSURA (MM) <i>THICKNESS (MM)</i> ESPESOR (MM)
5712-004-102	2	11	90	3,0
5712-004-103	3	11	106	3,0
5712-004-104	4	11	122	3,0
5712-004-105	5	11	138	3,0
5712-004-106	6	11	154	3,0
5712-004-107	7	11	170	3,0
5712-004-108	8	11	186	3,0
5712-004-109	9	11	202	3,0
5712-004-110	10	11	218	3,0