

PLACA BLOQUEADA LPS ÚMERO PROXIMAL EM TITÂNIO

*LOCKING PLATE LPS PROXIMAL
HUMERUS IN TITANIUM*

*PLACA BLOQUEADA LPS HÚMERO
PROXIMAL EN TITANIO*



ANVISA 80062900031

PLACA BLOQUEADA LPS ÚMERO PROXIMAL EM TITÂNIO

LOCKING PLATE LPS PROXIMAL HUMERUS IN TITANIUM

PLACA BLOQUEADA LPS HÚMERO PROXIMAL EN TITANIO



Tem como indicação, finalidade e/ou uso a estabilização e fixação de diversos tipos de fraturas, proporcionando a recuperação de fraturas do úmero. A conexão rígida entre os parafusos de bloqueio e a placa permite melhores resultados clínicos em fraturas simples, fraturas cominutas e em ossos osteoporóticos da região proximal do úmero.



Its indication, purpose and/or use is the stabilization and fixation of different types of fractures, providing the recovery of humeral fractures. The rigid connection between the locking screws and the plate allows for better clinical results in simple fractures, comminuted fractures and in osteoporotic bones in the proximal region of the humerus.



Su indicación, finalidad y/o uso es la estabilización y fijación de diferentes tipos de fracturas, proporcionando la recuperación de las fracturas humerales. La conexión rígida entre los tornillos de bloqueo y la placa permite mejores resultados clínicos en las fracturas simples, fracturas conminutas y en huesos osteoporóticos en la región proximal.



ANVISA 80062900031

Titânio Puro (NBR ISO 5832-2)
Pure Titanium (NBR ISO 5832-2)
Titanio Puro (NBR ISO 5832-2)



Biologicamente compatível,
evitando reação inflamatória.

Biocompatible, avoiding
inflammatory reactions.

Biologicamente compatible,
evitando reacción inflamatoria.



Formato anatômico
Anatomic shape

Formato anatómico



Acabamento polido
Polished finish

Acabado pulido



Furos de bloqueio: $\varnothing 4,0\text{mm}$,
e simples: $\varnothing 4,5\text{mm}$

Locking holes: $\varnothing 4,0\text{mm}$,
and simple: $\varnothing 4,5\text{mm}$

Perforaciones de bloqueo:
 $\varnothing 4,0\text{mm}$ **y simples:** $\varnothing 4,5\text{mm}$



Utilizado com parafusos:
Bloqueio: $\varnothing 3,5\text{mm}$
Cortical: $\varnothing 3,5\text{mm}$
Esponjoso: $\varnothing 4,0\text{mm}$

Use with screws:
Locking: $\varnothing 3,5\text{mm}$
Cortical: $\varnothing 3,5\text{mm}$
Cancellous: $\varnothing 4,0\text{mm}$

Utilice con tornillos:
De bloqueo: $\varnothing 3,5\text{mm}$
Cortical: $\varnothing 3,5\text{mm}$
Esponjoso: $\varnothing 4,0\text{mm}$

PLACA BLOQUEADA LPS ÚMERO PROXIMA EM TITÂNIO

LOCKING PLATE LPS PROXIMAL
HUMERUS IN TITANIUM

PLACA BLOQUEADA LPS HÚMERO
PROXIMAL EN TITANIO



ANVISA 80062900031

CÓDIGO CODE CÓDIGO	Nº FUROS Nº HOLES Nº PERF.	LARGURA (MM) WIDTH (MM) ANCHO (MM)	COMPRIM. (MM) LENGHT (MM) LONGITUD (MM)	ESPESSURA (MM) THICKNESS (MM) ESPEJOR (MM)
5709-004-003	3	12	94	3,0
5709-004-004	4	12	109	3,0
5709-004-005	5	12	124	3,0
5709-004-006	6	12	139	3,0
5709-004-007	7	12	154	3,0
5709-004-008	8	12	169	3,0
5709-004-009	9	12	184	3,0
5709-004-010	10	12	199	3,0
5709-004-011	11	12	214	3,0
5709-004-012	12	12	229	3,0